

ENGLISH | Instructions for Use

Disinfecting, cleaning and neutralizing system for all rigid gas permeable contact lenses.


Wash your hands well with mild soap before handling your contact lenses.

1 DISINFECTION, CLEANING AND NEUTRALIZING



- Place the lenses into the case's lens holders.
- Close the case lid on one side, put a neutralizing and cleaning tablet in, and fill up to 90% of the case with the orange disinfecting solution.
- Close the lid on the other side tightly.
- Soak the lenses for over four hours (or overnight).
- Confirm that the lenses and the solution are clear.

2 RINSING LENSES



- Open the lid on one side and discard the solution in the lens case.
- Fill the case with sterile saline solution up to 60% of the case's capacity and close the lid tightly.
- Shake the case to rinse the lenses well.
- Discard the solution in the case and rinse the lenses again in the same way.

3 WEARING LENSES

- Remove the lenses from the holders and wear them.

4 WASHING LENS CASE

- After the care of the lenses is completed, wash the lens case with sterile saline solution and allow it to air dry.

STORING LENSES

- Store the lenses at room temperature after disinfecting, cleaning, and neutralizing with cleadew GP.
- Do not open the case until using the lenses.
- To store the lenses for 30days or longer, disinfect and clean with cleadew GP in accordance with Disinfecting, Cleaning and Neutralizing procedure as above every 30 days.
- Rinse the lenses with sterile saline solution before wearing them in accordance with rinsing lens procedure.

PRECAUTIONS

- To avoid serious eye infections or damage, always follow the user instructions.
- Use the disinfecting solution and the neutralizing and cleaning tablet together.
- Close the bottle tightly after use.
- Always use the cleadew GP system components including the lens case.
- Discard any remaining solution 90 days after opening the bottle.
- Do not use for soft contact lenses.
- Do not touch the tip of the bottle to avoid contamination.
- Do not swallow the solution or tablet. If you do so, drink a large amount of drinking water immediately.
- Not to be used in the eye. If you do so, immediately rinse the eye with sterile saline solution or eye washes.
- Do not use the tablet if it is damaged or discoloured.
- Always use fresh solution. (Do not reuse solution.)
- Do not use the product after the expiry date.
- Do not use the product if the bottle or package is soiled or damaged.
- Do not use the solution if it is cloudy or its colour is other colour than orange due to discolouration.
- Do not wear lenses without rinsing them with sterile saline solution after disinfecting, cleaning and neutralizing.
- Do not use the product together with another solution, tablet, or pharmaceutical drug.
- Do not use tap water to rinse the lenses or lens case.
- Keep out of reach of children.
- Do not transfer the solution to another bottle or case.
- To prevent contamination, use the new lens case in every purchase.
- Use the tablets immediately after opening the package.
- After using up all of the neutralizing and cleaning tablets, discard any remaining solution in the bottle.
- If the solution adheres to your clothes, wash with water immediately.
- Rinse off any remaining solution on the wash stand with water after each use to prevent staining on the surface of the wash stand.
- Store products in a dry place at room temperature, avoiding direct sunlight.
- If you experience such symptoms as eye pain and irritation, remove your lenses immediately and consult your eye doctor or an eye care practitioner.
- Do not use the product if you are allergic to any of the ingredients used in it.
- Do not change the contact lens care system without consulting your eye care professional.

INGREDIENTS

[Disinfecting solution] : [Neutralizing and cleaning tablet]
Povidone-iodine (0.05%) : Sodium sulfite (2.4 mg/tablet) Proteolytic enzyme (8.0 mg/tablet)

STERILE A

FRANÇAIS | Mode d'emploi

Système de désinfection, de nettoyage et de neutralisation pour tous types de lentilles rigides perméables aux gaz.


Bien se laver les mains avec un savon doux avant de manipuler les lentilles.

1 DÉSINFECTER, NETTOYER ET NEUTRALISER



- Placer les lentilles sur le support de l'étui à lentilles.
- Refermer le couvercle d'un côté, ajouter un comprimé neutralisant et nettoyant, puis remplir l'étui à 90% avec la solution orange désinfectante.
- Refermer l'étui soigneusement de l'autre côté.
- Laisser les lentilles dans leur étui pendant plus de 4 heures (ou toute une nuit).
- S'assurer que les lentilles et la solution sont incolores.

2 RINCER LES LENTILLES DE CONTACT



- Ouvrir le couvercle d'un côté et jeter la solution contenue dans l'étui à lentilles.
- Remplir l'étui à 60% avec la solution saline stérile et le refermer soigneusement.
- Secouer l'étui pour bien rincer les lentilles.
- Jeter la solution stérile contenue dans l'étui et rincer une nouvelle fois les lentilles, de la même façon.

3 PORTER LES LENTILLES DE CONTACT

- Retirer les lentilles de leur support et les porter.

4 NETTOYER L'ETUI À LENTILLES

- Une fois les lentilles nettoyées, laver l'étui à lentilles à l'aide d'une solution saline stérile et le laisser sécher à l'air libre.

CONSERVER LES LENTILLES DE CONTACT

- Conserver les lentilles à température ambiante après désinfection, nettoyage et neutralisation avec cleadew GP.
- Ne pas ouvrir l'étui à lentilles jusqu'à leur utilisation.
- Afin de ranger les lentilles pendant 30 jours ou plus, les désinfecter et les nettoyer avec cleadew GP, selon la procédure de désinfection, de nettoyage et de neutralisation ci-dessus, tous les 30 jours.
- Rincer les lentilles avec une solution saline stérile selon la procédure de rinçage avant de les porter.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Afin d'éviter toute infection ou lésion oculaire grave, il est important de suivre les consignes d'utilisation.
- Toujours utiliser la solution désinfectante et le comprimé neutralisant et nettoyant ensemble.
- Bien refermer le flacon après utilisation.
- Toujours utiliser les produits cleadew GP system, y compris l'étui à lentilles.
- Jeter la solution au bout de 90 jours après l'ouverture de la bouteille.
- Ne pas utiliser pour les lentilles souples.
- Ne pas toucher l'embout de la bouteille afin d'éviter toute contamination.
- Berühren Sie bitte nicht die Spitze der Flasche, um Verunreinigungen zu vermeiden.
- Ne pas avaler la solution ou le comprimé. Le cas échéant, boire de l'eau potable abondamment et immédiatement.
- Ne pas utiliser dans les yeux. Si le produit entre en contact avec les yeux, les rincer à l'eau immédiatement avec une solution saline stérile ou un liquide de rinçage oculaire.
- Ne pas utiliser de comprimé endommagé ou décoloré.
- Toujours utiliser une nouvelle solution. (Ne pas réutiliser la même solution.)
- Ne pas utiliser le produit après la date de péremption.
- Ne pas utiliser le produit si le flacon ou l'emballage est sale ou abîmé.
- Ne pas utiliser le produit si les lentilles sont décolorées et d'une autre couleur que orange.
- Ne pas porter des lentilles qui n'ont pas préalablement été désinfectées, nettoyées et neutralisées puis rincées avec une solution saline stérile.
- Ne pas utiliser ce produit avec une autre solution, ou un autre comprimé ou médicament.
- Ne pas utiliser l'eau du robinet pour rincer les lentilles ou l'étui à lentilles.
- Conserver hors de la portée des enfants.
- Ne pas transvaser la solution dans un autre flacon ou étui.
- Afin d'éviter toute contamination, utiliser le nouvel étui à lentilles à chaque achat.
- Utiliser les comprimés directement après ouverture.
- Une fois la totalité des comprimés neutralisants et nettoyants utilisés, jeter toute solution restante contenue dans le flacon.
- Si la solution entre en contact avec des vêtements, laver à l'eau immédiatement.
- Après chaque utilisation, rincer à l'eau toute solution restante présente sur un lavabo afin d'éviter qu'il ne soit taché.
- Conserver les produits dans un endroit sec, à température ambiante et à l'abri de la lumière du soleil.
- En cas de symptômes comme des douleurs ou irritations agli occhi, retirer les lentilles immédiatement et consulter un ophtalmologue ou un spécialiste des soins oculaires.
- Ne pas utiliser le produit en cas d'allergie à l'un des ingrédients utilisés dans sa composition.
- Solleten Schmerzen bzw. Reizung der Augen auftreten, entfernen Sie sofort Ihre Kontaktlinsen und waschen Sie diese sofort mit Wasser ab.
- Nach Kontakt mit dem Pflegemittel reinigen Sie bitte Ihr Waschbecken, um harnäckige Flecken auf der Oberfläche zu vermeiden.
- Wahren Sie die Produkte auf einem trockenen Platz bei Raumtemperatur auf und vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung.
- Benutzen Sie das Produkt nicht, wenn Sie auf einen der Inhaltsstoffe allergisch reagieren.
- Wechseln Sie Ihr Kontaktlinsenpflegesystem nur nach fachkundiger Beratung.

INGRÉDIENTS

[Solution désinfectante] : [Comprimé neutralisant et nettoyant]
Povidone-iodine (0.05%) : Sulfite de sodium (2.4 mg/comprimé) Enzyme protéolytique (8.0 mg/comprimé)


STERILE A

DEUTSCH | Gebrauchsanweisung

Desinfektions-, Reinigungs- und Neutralisationssystem für alle formstabilen, sauerstoffdurchlässigen (RGP-) Kontaktlinsen.

Vor dem Kontakt mit den Kontaktlinsen reinigen Sie Ihre Hände gründlich mit einer milden Handwaschseife.

1 DESINFEKTION, REINIGUNG UND NEUTRALISATION



- Platzieren Sie die Linsen in der Linsenhalterung des Kontaktlinsenbehälters.
- Schließen Sie den Behälterdeckel auf einer Seite, geben Sie eine Neutralisations- und Reinigungstablette hinein und füllen Sie den Behälter bis zu 90 Prozent mit der orangefarbenen Desinfektionslösung.
- Verschieben Sie den Deckel nach Gebrauch den Deckel auf der anderen Seite fest.
- Legen Sie die Linsen mehr als vier Stunden (oder über Nacht) ein.
- Weichen Sie die Linsen mehr als vier Stunden (oder über Nacht) ein.
- Nach der Neutralisationszeit achten Sie bitte darauf, dass sowohl die Flüssigkeit als auch die Kontaktlinsen transparent sind.

2 KONTAKTLINSEN ABSPÜLEN



- Öffnen Sie den Deckel auf einer Seite und entsorgen Sie die Lösung des Kontaktlinsenbehälters.
- Füllen Sie den Behälter bis zu 60 % mit einer sterilen Salzlösung und verschließen Sie den Deckel fest.
- Schütteln Sie den Behälter, um die Kontaktlinsen gut zu reinigen.
- Entsorgen Sie die Lösung im Behälter und spülen Sie die Kontaktlinsen erneut auf die gleiche Weise ab.

3 KONTAKTLINSEN TRAGEN

- Entnehmen Sie die Kontaktlinsen aus der Linsenhalterung und setzen diese zum Tragen ein.

4 REINIGEN DES KONTAKTLINSENBEHÄLTERS

- Waschen Sie den Kontaktlinsenbehälter nach Abschluss der Kontaktlinsen-Pflege mit der sterilen Salzlösung und lassen Sie ihn an der Luft trocknen.

KONTAKTLINSEN AUFBEWAHREN

- Bewahren Sie die Kontaktlinsen nach der Desinfektion, Reinigung und Neutralisation mit cleadew GP, bei Zimmertemperatur auf.
- Öffnen Sie den Kontaktlinsenbehälter erst, sobald Sie die Kontaktlinsen benutzen möchten.
- Auf den Kontaktlinsen 30 oder mehr Tage aufzubewahren, desinfizieren und reinigen Sie diese mit cleadew GP anhand des oben beschriebenen Desinfektions-, Reinigungs- und Neutralisierungsprozesses.
- Spülen Sie die Linsen vor dem Einsetzen mit einer sterilen Salzlösung, wie im Absatz "Kontaktlinsen spülen" beschrieben.

SICHERHEITSHINWEISE

- Halten Sie sich immer an die Gebrauchsanweisungen, um schwere Augeninfektionen oder Schäden zu vermeiden.
- Benutzen Sie bitte immer nur die desinfizierende Lösung zusammen mit der neutralisierenden und reinigenden Tablette.
- Chiudere bene il flacone dopo l'uso.
- Usare il sistema cleadew GP sempre e solo con i suoi componenti, incluso il portalinghi.
- Eliminare l'eventuale soluzione rimanente 90 giorni dopo l'apertura del flacone.
- Non utilizzare il prodotto con lenti a contatto morbide.
- Non toccare la punta del flacone per evitare che possa infettarsi.
- Non ingerire la soluzione o le compresse. In caso di ingerimento, bere subito acqua in abbondanza.
- Verschlucken Sie nicht die Lösung oder die Tablette. Im Falle des Verschlucks umgehend eine große Menge Trinkwasser zu sich nehmen.
- Never use the solution or the tablet in the eyes. If the product gets into the eyes, rinse immediately with a sterile saline solution or an eyewash.
- Never use a damaged or discolored tablet.
- Always use the cleadew GP system, including the lens case.
- Never open the case until using the lenses.
- Always store the lenses for 30 days or longer, disinfect and clean with cleadew GP according to the disinfection, cleaning and neutralization procedure described above every 30 days.
- Rinse the lenses with sterile saline solution before wearing them in accordance with the rinsing lens procedure.

SICHERHEITSHINWEISE

- Afin d'éviter toute infection ou lésion oculaire grave, il est important de suivre les consignes d'utilisation.
- Toujours utiliser la solution désinfectante et le comprimé neutralisant et nettoyant ensemble.
- Bien refermer le flacon après utilisation.
- Toujours utiliser les produits cleadew GP system, y compris l'étui à lentilles.
- Jeter la solution au bout de 90 jours après l'ouverture de la bouteille.
- Ne pas utiliser pour les lentilles souples.
- Ne pas toucher l'embout de la bouteille afin d'éviter toute contamination.
- Schützen Sie die Reste der Lösung 90 Tage nach dem Öffnen der Flasche weg.
- Nicht für weiche Kontaktlinsen geeignet.
- Never touch the tip of the bottle to avoid contamination.
- Never rinse the lenses with the bottle tip.
- Never drink the solution or the tablet.
- Never swallow the tablet.
- Never use the product if it is damaged or discolored.
- Always use the cleadew GP system, including the lens case.
- Never open the case until using the lenses.
- Always store the lenses for 30 days or longer, disinfect and clean with cleadew GP according to the disinfection, cleaning and neutralization procedure described above every 30 days.
- Rinse the lenses with sterile saline solution before wearing them in accordance with the rinsing lens procedure.

INHALTSSTOFFE

[Desinfektionslösung] : [Neutralisations- und Reinigungstablette]
Povidone-Iod (0.05%) : Sulfat von Natrium (2.4 mg/Tablette) Proteolytische Enzyme (8.0 mg/Tablette)


STERILE A

ITALIANO | Istruzioni per l'uso

Sistema che disinfecta, pulisce e neutralizza tutte le lenti rigide gas permeabili.

Lavare bene le mani con sapone neutro prima di toccare le lenti.

1 DISINFETTARE, PULIRE E NEUTRALIZZARE



- Inserire le lenti nelle gabbiette del portalinghi.
- Chiudere il tappo di un'estremità del portalinghi, inserire una compressa e aggiungere la soluzione disinfettante arancione fino a riempire il 90% del portalinghi.
- Chiudere bene il tappo dell'altra estremità del portalinghi.
- Immergere le lenti per oltre 4 ore (o per tutta la notte).
- Assicurarsi che soluzione e lenti siano completamente incolore.

2 RISCIAQCARE LE LENTI



- Aprire il tappo di un'estremità del portalinghi e gettare la soluzione contenuta all'interno.
- Aggiungere la soluzione salina sterile fino a riempire il 60% del portalinghi e chiudere bene il tappo.
- Agitare il portalinghi per risciacquare bene le lenti.
- Gettare la soluzione contenuta nel portalinghi e risciacquare le lenti seguendo le modalità precedenti.

3 UTILIZZARE LE LENTI

- Rimuovere le lenti dalle gabbiette e indossarle.

4 LAVARE IL PORTALINGHI

- Dopo aver completato la cura delle lenti, lavare il portalinghi con soluzione salina sterile e lasciare asciugare all'aria aperta.

CONSERVARE LE LENTI


- Conservare le lenti a temperatura ambiente dopo averle disinfettate, pulite e neutralizzate con cleadew GP.
- Aprire il portalinghi solo quando si desidera applicare le lenti.
- Um Kontaktlinsen 30 oder mehr Tage aufzubewahren, desinfizieren und reinigen Sie diese mit

PORTUGUÊS | Instruções de utilização

Sistema de desinfecção, limpeza e neutralização de todos os tipos de lentes de contato rígidas permeáveis aos gases.


Lave cuidadosamente as mãos com sabão neutro antes de manusear as suas lentes de contato.

1 DESINFECÇÃO, LIMPEZA E NEUTRALIZAÇÃO



- Coloque as lentes nos respectivos suportes do estojo.
- Feche a tampa de um dos lados do estojo, introduza um comprimido de neutralização e limpeza, e encha até 90% do estojo com a solução de desinfecção laranja.
- Feche com firmeza a tampa do outro lado.
- Deixe as lentes na solução desinfetante durante mais de quatro horas (ou durante a noite).
- Verifique se as lentes e a solução estão limpas.

2 ENXAGUAR LENTES



- Abra a tampa de um dos lados e despeje a solução do estojo das lentes.
- Encha o estojo com solução salina estéril até 60% da sua capacidade e feche a tampa com firmeza.
- Agite o estojo para enxaguar adequadamente as lentes.
- Despeje a solução do estojo e enxágue novamente as lentes segundo o mesmo procedimento.

3 USAR LENTES

- Retire as lentes dos suportes e coloque-as nos olhos.

4 LAVAGEM DO ESTOJO DAS LENTES

- Após terminar o cuidado das lentes, lave o respetivo estojo com solução salina estéril e deixe-o a secar ao ar.

GUARDAR LENTES

- Armazene as lentes a temperatura ambiente após desinfetar, limpar e neutralizá-las com cleadeuw GP.
- Não abra a embalagem até utilizar as lentes.
- Para armazenar as lentes durante 30 ou mais dias, desinfete e limpe-as com cleadeuw GP de acordo com o procedimento de Desinfecção, Limpeza e Neutralização acima descrito a cada 30 dias.
- Enxágue as lentes com solução salina estéril antes de usá-las de acordo com o procedimento de enxaguamento.

PRECAUÇÕES

- Observe sempre as instruções de utilização de forma a evitar infecções oculares ou lesões.
- Utilize a solução de desinfecção juntamente com os comprimidos de neutralização e limpeza.
- Feche o recipiente com firmeza após a utilização.
- Utilize sempre os componentes do sistema cleadeuw GP incluindo o estojo das lentes.
- Descarte a solução restante 90 dias após a abertura do recipiente.
- Não utilize com lentes de contato hidrofílicas.
- Não toque na tampa do recipiente de forma a evitar a contaminação.
- Não ingira a solução nem os comprimidos. Caso o fizer, beba imediatamente uma grande quantidade de água potável.
- Não deve ser usado nos olhos. Caso o fizer, enxágue imediatamente os olhos com solução salina estéril ou colírio.
- Não utilize comprimidos danificados ou descolorados.
- Utilize sempre solução limpa. (Não reutilize a solução.)
- Não utilize o produto uma vez expirada a data de validade.
- Não utilize o produto se o recipiente ou embalagem estiverem sujos ou danificados.
- Não utilize a solução se esta estiver turva ou descolorada tendo perdido a cor laranja.
- Não use lentes que não tenham sido enxaguadas com solução salina estéril após a desinfecção, limpeza e neutralização.
- Não utilize o produto juntamente com outra solução, comprimido ou medicamento.
- Não utilize água da torneira para enxaguar as lentes ou o estojo.
- Não transfira a solução para outro recipiente ou estojo.
- Para evitar a contaminação, utilize o estojo novo de lentes com cada adquisição.
- Utilize os comprimidos imediatamente após a abertura da embalagem.
- Descarte a solução restante no recipiente assim que tiver utilizado todos os comprimidos de neutralização e limpeza.
- Se salpicar a sua roupa com a solução, lave imediatamente com água.
- Enxágue com água, no lavatório e após cada utilização, a solução restante no estojo de forma a que a superfície não fique manchada.
- Armazene os produtos num local seco à temperatura ambiente, evitando a luz solar direta.
- Caso sinta dor ou irritação nos olhos, retire imediatamente as lentes e consulte o seu médico ou profissional da visão.
- Não utilize o produto caso tenha alergia a algum dos ingredientes nele contidos.
- Não altere o sistema de cuidado das lentes sem consultar previamente um profissional da visão.

COMPOSIÇÃO

[Solução de desinfecção] : [Comprimidos de neutralização e limpeza]

Iodopovidona (0.05%) : Sulfato de sódio (2.4 mg/ comprimido) Enzima proteolítica (8.0 mg/ comprimido)


STERILE A

DANSK | Brugsanvisning

System til desinficering,rensning og neutralisering for alle formfaste kontaktlinser.


Vask dine hænder grundigt med mild sæbe, inden du håndterer dine kontaktlinser.

1 DESINFICERING, RENSNING OG NEUTRALISERING



- Anbring linserne i etuiets linshåldere.
- Luk etuiets låg på den ene side, læg en neutraliserende og rensende tablet inn, og fyld etuet op til 90 % med den orange desinficeringsvæske.
- Luk låget på den anden side helt.
- Lad linserne ligge i blod i over fire timer (eller natten over).
- Kontroller, at linserne og oplosningen er gennemsigtig.

2 SKYLLE KONTAKTLINSERNE



- Åbn låget på den ene side, og hæld oplosningen i linseetuet ud.
- Fyld etuet op til 60 % med steril saltvandsoplosning, og luk låget helt i.
- Ryst etuet for at rense linserne grundigt.
- Hæld den oplosning ud, og skyld linserne igen på samme måde.

3 ANVENDER KONTAKTLINSERNE

- Tag linserne ud af holderne, og sæt dem i.

4 VASK AF LINSEETUIET

- Efter linsernes desinficering er afsluttet, vaskes linseetuet med steril saltvandsoplosning og lufttøres.

OPBEVARE KONTAKTLINSER

- Opbevar linserne ved stuetemperatur efter desinficering,rensning og neutralisering med cleadeuw GP.
- Etuinet må ikke åbnes, før linserne skal bruges.
- Hvis linserne ikke bruges i 30 dage eller mere, skal de desinficeres og renses med cleadeuw GP i henhold til den ovenstående procedure til Desinficering,rensning og neutralisering hver 30. dag.
- Skyld linserne med steril saltvandsoplosning, inden de bruges i henhold til linssens skyldningsprocedure.

FORHOLDSREGLER

- Følg altid brugsanvisningen for at forebygge alvorlige øjeninfektioner eller skader.
- Brug desinficeringsoplösningen og den neutraliserende og rensende tablet sammen.
- Luk flasken helt efter brug.
- Brug altid komponenterne i cleadeuw GP systemet med linseetuet.
- Bortskaf eventuel resterende oplosning 90 dage efter flaskens åbning.
- Må ikke bruges til blonde kontaktlinser.
- Flaskens spids må ikke berøres for at forebygge kontaminerings.
- Oplosningen eller tabletten må ikke nedsværges. Hvis du gør det, skal du straks drække rigeligt med vand.
- Må ikke bruges direkte i øjet. Hvis du gør det, skal du straks skyde øjet med den sterile saltvandsoplösning eller øjenskyd.
- Brug ikke tabletten, hvis den er beskadiget eller misfarvet.
- Brug altid ny oplosning. (Oplosningen må ikke genbruges.)
- Brug ikke produktet efter udløbsdatoen.
- Brug ikke produktet, hvis flasken eller pakken er beskadiget eller beskadiget.
- Brug ikke oplosningen, hvis det er uklar eller dets farve ikke er orange grundet misfarvning.
- Brug ikke linserne uden at skyde dem med steril saltvandsoplösning efter desinficering,rensning og neutralisering.
- Produktet må ikke bruges sammen med en anden oplosning, tablet eller lægemiddel.
- Skyld linserne eller linseetuet med vand fra vandhanen.
- Skal opbevares uden for børns rækkevidde.
- Oplosningen må ikke hældes over i en anden flaske eller etui.
- Brug det nye linseetuiet ved hvert køb for at forebygge kontaminerings.
- Brug tabletterne umiddelbart efter åbning af pakken.
- Når alle de neutraliserende og rensende tabletter er blevet brugt, bortsækkes eventuel resterende oplosning i flasken.
- Hvis oplosningen spildes på ditøj, skal du straks vaske med vand.
- Rens eventuel resterende oplosning af vaskekummen med vand efter hver brug for at forhindre, at det dannes plester på kummen overflade.
- Oppbevare produktet på et tørt sted ved stuetemperatur, og undgå direkte sollys.
- Hvis du oplever symptomer såsom øjengærmer eller irritation, skal du straks tage dine linser ud, og kontakte din kontaktlinsspecialist.
- Brug ikke produktet, hvis du er allergisk over for nogen af de anvendte ingredienser.
- Kontaktlinsernes vedligeholdelsessystem må ikke ændres uden, at du først rádfører med din kontaktlinsspecialist.

INGREDIENSER

[Desinficerende oplosning] : [Neutraliserende og rensende tablet]

Povidone-iodine (0.05%) : Natriumsulfat (2.4 mg/tablett) Proteolytiske enzymer (8.0 mg/tablett)

STERILE A

SVENSKA | Instruktioner för användning

Desinficering, rengöring och neutraliseringssystem för alla stabila gaspermeabla kontaktlinser.


Tvätta dina händer nog med mild tvål innan du hanterar dina kontaktlinser.

1 DESINFICERING, RENGÖRING OCH NEUTRALISERING



- Lägg linserna i fodralets linshållare.
- Stäng det ena förvaringslocket, lägg i en neutralisering och renande tablet och fyll behållaren till 90 % med den orange desinficeringsväses.
- Luk låget på den anden sida helt.
- Låt linserna ligga i blod i över fyra timmar (eller under natten).
- Kontrollera att linserna och lösningen är klara.

2 SKÖLJA KONTAKTLINSERNA



- Öppna locket på ena sidan och ta bort lösningen i det linsefacket.
- Fyll behållaren upp till 60 % med en steril saltlösning och slutför locket ordentligt.
- Skaka fodralet för att skylla linserna nog.
- Häll ut den lösningen i etuett och rens linserna igen på samma sätt.

3 ANVÄND KONTAKTLINSERNA

- Ta ur linserna ur hållarna och använd dem.

4 TVÄTTA LINSFODRALET

- Efter att linserna tagits ut ur behållaren, tvätta linsfodralet med en steril saltlösning och låt det lufttorka.

FÖRVARA KONTAKTLINSERNA

- Förvara linserna i rumstemperatur efter desinficering, rengöring och neutralisering med cleadeuw GP.
- Etuett måste inte åbnes, før linserna skal bruges.
- Hvis linserne ikke bruges i 30 dage eller længere, skal de desinficeres og renses med cleadeuw GP i henhold til Desinficering, Tvättning og Neutraliseringssproceduren som nærmest ovenfor var 30: e dag.
- Skyld linserne med en steril saltvandslösning innan användning i enlighet med linssens skyldningsproceduren.

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

- Följ alltid brugsanvisningen för att undvika alvorliga öjeninfektioner eller skador.
- Använd desinficeringslösningen, neutraliseringen och rengöringstabletten tillsammans.
- Stäng flaskan noggrant efter användning.
- Använd alltid cleadeuw GP systemkomponenter inkluderat linsfodralet.
- Kassera den lösning som finns kvar i flaskan 90 dagar efter den öppnades.
- Använd inte för mycket linseflockar.
- Rör inte toppen på flaskan för att undvika kontaminerings.
- Svälj inte lösningen eller tabletten. Om du gör det, drick mycket stora mängder vatten på en gång.
- Får inte komma i kontakt med ögat. Om så sker, skyld ögat umiddelbart med en steril saltlösning eller öjenvask.
- Använd inte tabletten om den är skadad eller missfärgad.
- Använd alltid ny lösning. (Anlösningen måste inte förnyas.)
- Använd inte produkten efter utløpsdatoen.
- Använd inte produkten, hvis flasken eller pakken er beskadiget eller skadet.
- Brug ikke oplosningen, hvis det er uklar eller dets farve ikke er orange grundet misfarvning.
- Brug ikke linserne utan att skylla dem med en steril saltlösning efter desinficering, rengöring och neutralisering.
- Produktet måste ikke bruges sammen med en annan oplosning, tablet eller lägemiddel.
- Skyld linserna eller linseetuet med vand fra vandhanen.
- Skal opbevares uden for børns rækkevidde.
- Oplosningen må ikke hældes over i en anden flaske eller etui.
- Brug det nye linseetuiet ved hvert køb for at undgå kontaminerings.
- Brug tabletterne umiddelbart efter åbning af pakken.
- Når alle de neutraliseringer och rensende tabletter er blevet brugt, bortsækkes eventuel resterende oplosning i flasken.
- Efter att alla neutraliseringer och rensende tabletter är använt, kassera kvarvarande lösning i flaskan.
- Om lösningen hamnar på din kläder, tvätta med vatten efter varje användning för att förhindra fläckar på tyget.
- Skölj bort alla kvarvarande lösning i tvättstället med vatten efter hvert köp.
- Förvara produktet på en torr plats i rumstemperatur och undvik direkt solljus.
- Förvara produkterna på en torr plats i rumstemperatur och undvik direkt solljus.
- Om du upplever symptom såsom ögonsmärta och irritation, ta ur dina linser på en gång och rådfråga din ögonläkare eller kontaktlinsspecialist.
- Brug ikke produktet, hvis du er allergisk over for nogen af de anvendte ingredienser.
- Kontaktlinsernes vedligeholdelsessystem må ikke ændres uden, at du først rádfører med din kontaktlinsspecialist.

INGREDIENSER

[Desinficerende oplosning] : [Neutraliserande och rensende tablet]

Povidone-iodine (0.05%) : Natriumsulfat (2.4 mg/tablett) Proteolytiska enzym (8.0 mg/tablett)


STERILE A

NORSK | Bruksanvisning

Desinfiserende, rensende og nøytraliserende system for alle harde RGP kontaktlinser.


Vask hendene grundig med mild såpe før du håndterer kontaktlinserne dine.

1 DESINFISERING, RENSING OG NØYTRALISERING



- Plasser linserne i fodralets linshåller.
- Lukk etuilletokket på ene siden, putt en nøytraliserende og rensende tablet inn, fyll opp 90 % av etuett med den oransje desinfiseringsløsningen.
- Lukk lokket på den andre siden.
- Bløtligg linserna i over fire timer (eller natten over).
- Kontroller at linserne og løsningen er klar.

2 SKYLLE KONTAKTLINSEN



- Åpne lokket på den ene siden og fjern løsningen i linsefacket.
- Fyll etuett med steril saltvannsløsning opp til 60 % av etuettens kapasitet og lukk igjen lokket skikkelig.
- Rist etuett for å skylle linserne grundig.
- Håll ut den løsningen i etuett og rens linserne på samme måte igjen.

3 BRUKE KONTAKTLINSEN

- Fjern linserne fra linseholderen og bruk dem.

4 VASKE LINSEETUIET

- Etter at vedlikehold av linsene er gjort, vask linseetuiet med steril saltvannsløsning og la den lufttørke.

OPPBEVARE KONTAKLINSENE

- Lagre linserne i romtemperatur etter desinfisering, rensing, og nøytralisering med cleadeuw GP.
- Ikke åpne linseetuet før du skal bruke linsene.
- For å lagre linseet i 30 dager eller lengre, desinfisera og rens linser med cleadeuw GP i samsvar med Desinfeksjons, Rense og Nøytraliseringssprosedyre som beskrevet ovenfor hver 30 dag.
- Skyld linserne med steril saltvannsløsning for bruk i samsvar med skyllprosedyren.