

NEDERLANDS | Aanwijzingen voor gebruik

Systeem voor het desinfecteren, reinigen, spoelen en bewaren van harde contactlenzen die gas doorlaten.

VOOR SCLERALE CONTACTLENZEN

Was uw handen zeer goed met een milde zeep alvorens uw lenzen aan te raken.

1 DESINFECTEREN, REINIGEN EN NEUTRALISEREN

- Plaats een tablet voor neutraliseren en reinigen in de aangegeven positie (gleuf) van de bijbehorende lenshouder. Zorg ervoor dat u alleen de bijbehorende houder gebruikt. ⚠De tablet op een andere positie dan de aangewezen positie plaatsen, kan tot een mislukte neutralisatie leiden, met een verkleuring van de lens als gevolg.
- Plaats de lenzen in de houders van de bijbehorende lenshouder.
- Vul de lenshouder tot de gemarkeerde lijn met de vloeistof voor desinfecteren.
- Sluit de deksel van de lenshouder en laat deze minstens vier uur staan.
- Controleer of de lenzen en vloeistof helder zijn.

2 LENZEN SPOELEN

Neem de gereinigde/gedesinfecteerde lenzen uit de lenzenhouder. Houd ze op uw vingers vast en spoel beide kanten met de spoeloplossing gedurende minstens 10 seconden.

⚠Gebruik altijd **cleadew CareSolution** om de lenzen te spoelen.

Vermijd het gebruik van saline of MPS-oplossingen die natrium chloriet bevatten als conserveringsmiddel of ontsmettingsmiddel.

LENZEN BEWAREN

- Bewaar de lenzen volgens de instructies van uw opticien.
- Wanneer de lenzen langer dan 24 uur niet worden gebruikt is het aanbevolen om de lenzen voor gebruik eerst opnieuw te reinigen en desinfecteren volgens de beschreven methode.

⚠ VOORZORGEN

- ⚠ Volg de aanwijzingen voor gebruik nauwgezet op om mogelijke ernstige infecties of beschadigingen aan het oog te voorkomen.
- Gebruik de vloeistof voor desinfecteren en de tablet voor neutraliseren en reinigen altijd in combinatie.
- Sluit de fles na gebruik goed.
- Gebruik altijd de componenten van het **cleadew SL**-systeem inclusief het lenzenbakje en **cleadew CareSolution**.
- ⚠ Gooi resterende vloeistof 90 dagen na het openen van de fles weg.
- Gebruik het product niet voor zachte contactlenzen.
- Gebruik de **cleadew CareSolution** niet om lenzen te desinfecteren of te bewaren.
- Voorom vervuiling en besmetting en raak de punt van de fles niet aan.
- Vloeistof of tablet niet inslikken. Indien ingeslikt, direct veel schoon water drinken.
- ⚠ Gebruik het product niet rechtstreeks in uw ogen. Indien het in uw ogen is gekomen, moeten de ogen direct met een steriele saline-oplossing of oogspoeling worden gespoeld.
- Gebruik geen tabletten die zijn beschadigd of verkleurd.
- Gebruik de vloeistof niet opnieuw. (De vloeistof die overblijft na het onderhoud van de lenzen is geneutraliseerd en kan de lenzen niet meer desinfecteren. Gebruik de vloeistof niet opnieuw. Dit kan leiden tot infectie van de ogen).
- Gebruik het product niet nadat de houdbaarheidsdatum is verstreken.
- ⚠ Gebruik het product niet indien de fles of verpakking vuil of beschadigd is.
- Gebruik de oplossing niet indien deze troebel of verkleurd is.
- Draag de lenzen na het desinfecteren, reinigen en neutraliseren niet zonder de lenzen eerst met **cleadew CareSolution** te hebben gespoeld.
- Gebruik het product niet met een andere vloeistof, tablet of farmaceutisch middel.
- Gebruik geen kraanwater voor het spoelen van lenzen of de lenshouder.
- ⚠ Buiten bereik van kinderen houden.
- Om het risico op bacteriële besmetting te voorkomen, dient u de vloeistof voor desinfecteren in de originele verpakking te bewaren en geen andere vloeistoffen te gebruiken zoals water of een andere medische vloeistof.
- Voorom vervuiling en gebruik een nieuwe lenshouder na iedere aankoop van het product.
- Gebruik de tabletten direct na het openen van de verpakking.
- Gooi resterende vloeistof in de fles weg nadat alle tabletten voor het neutraliseren en reinigen zijn gebruikt.
- Indien vloeistof op uw kleding is gekomen, moet het direct met water worden weggespoeld.
- Spoel eventuele resterende vloeistof op de wasbak of ander oppervlak na gebruik met water af om vlekken te voorkomen.
- ⚠ Bewaar het product op een droge plaats bij kamertemperatuur en uit het directe zonlicht.
- Haal de lenzen direct uit uw ogen en raadpleeg een oogarts of contactlensspecialist in geval van symptomen zoals oogpijn of oogirritatie.
- Gebruik het product niet indien u allergisch bent voor een van de in het product gebruikte bestanddelen.
- Raadpleeg uw oogarts of contactlensspecialist alvorens van verzorgingssysteem voor contactlenzen te wisselen.
- In het onwaarschijnlijke geval dat de lens is verkleurd na het schoonmaken, deze verkleurde lens niet gebruiken.
- Wanneer u door uw **cleadew CareSolution** raakt, koop dan aanvullende units **cleadew CareSolution**.
- ⚠ Boorzuur is schadelijk voor de voortplanting en kan bij inname door kinderen de toekomstige vruchtbaarheid verminderen of bij inname door zwangere vrouwen of vrouwen die borstvoeding geven, de gezondheid van baby's schaden. Wees voorzichtig en gebruik het niet direct in de ogen; en niet inslikken. Een juist gebruik kan de risico's die gepaard gaan met het product tot een minimum beperken. Daarom kan dit product gebruikt worden door kinderen en zwangere vrouwen of vrouwen die borstvoeding geven. Gevoeligheid voor chemicaliën verschilt per persoon. Indien u gevoelig bent raden we aan de lenzen te spoelen in een steriele saline-oplossing zonder boorzuur alvorens de lenzen te dragen.

BESTANDDELEN

[Ontsmettingsvloeistof] Povidon-jodium (0.05%) ⚠Boorzuur **STERILE** ⚠
[Tablet voor neutraliseren en reinigen] Natriumsulfiet (2.4 mg/tablet), Proteolytische enzymen (8.0 mg/tablet)
[Spoeloplossing] Waterstofperoxide als conserveermiddel (0.004%) ⚠Boorzuur **STERILE** ⚠

PORTUGUÊS | Instruções de utilização

Sistema de desinfecção, limpeza, enxaguamento e armazenamento para lentes de contacto rígidas permeáveis ao gás (RPG).

PARA LENTES DE CONTACTO ESCLERAIS

Lave cuidadosamente as mãos com sabão neutro antes de manusear as suas lentes de contacto.

1 DESINFECÇÃO, LIMPEZA E NEUTRALIZAÇÃO

- Coloque uma pastilha de limpeza e neutralização na posição especificada (cavidade) da estrutura do estojo dedicado. Certifique-se de que usa o estojo dedicado. ⚠Colocar a pastilha numa posição diferente da especificada pode levar a uma neutralização incorreta, resultando na coloração da lente.
- Coloque as lentes no suporte de lentes do estojo.
- Encha o estojo com solução de desinfecção até à linha marcada.
- Feche a tampa do estojo e deixe-o repousar pelo menos quatro horas.
- Verifique se as lentes e a solução estão limpas.

2 ENXAGUAR LENTES

Retire as lentes limpas/desinfetadas do suporte. Segure-as com os dedos e limpe os dois lados com o solução de limpeza durante pelo menos 10 segundos.

⚠Use sempre o **cleadew CareSolution** para enxaguar as lentes.

Evite usar soluções salinas ou multiusos que contenham clorito de sódio como conservante ou desinfetante.

GUARDAR LENTES

- Para guardar as lentes, certifique-se de que segue as instruções dos profissionais de visão.
- Quando planeia usar lentes que tenham sido armazenadas durante 24 horas ou mais, recomenda-se começar o método de tratamento desde o início antes de as usar.

⚠ PRECAUÇÕES

- ⚠ Obedeça sempre às instruções de utilização de forma a evitar infeções oculares ou lesões.
- Utilize a solução de desinfecção juntamente com os comprimidos de neutralização e limpeza.
- Feche o recipiente com firmeza após a utilização.
- Utilize sempre os componentes do sistema **cleadew SL**, incluindo o estojo das lentes e o **cleadew CareSolution**.
- ⚠ Descarte a solução restante 90 dias após a abertura do recipiente.
- Não utilize com lentes de contacto hidrofílicas.
- Não toque na tampa do recipiente de forma a evitar a contaminação.
- Não ingira a solução nem os comprimidos. Caso o fizer, beba imediatamente uma grande quantidade de água potável.
- ⚠ Não deve ser usado nos olhos. Caso o fizer, enxague imediatamente os olhos com solução salina estéril ou colírio.
- Não utilize comprimidos danificados ou descolorados.
- Não reutilize a solução. (Após o tratamento da lente, a solução fica neutralizada, o que impossibilita a respetiva desinfecção. Para prevenir a infeção ocular, não reutilize a solução).
- Não utilize o produto uma vez expirada a data de validade.
- Não utilize o produto se o recipiente ou embalagem estiverem sujos ou danificados.
- Não utilize a solução se esta estiver turva ou descolorada.
- Não use lentes que não tenham sido enxaguadas com **cleadew CareSolution** após a desinfecção, limpeza e neutralização.
- Não utilize o produto juntamente com outra solução, comprimido ou medicamento.
- Não utilize água da torneira para enxaguar as lentes ou o estojo.
- ⚠ Mantenha fora do alcance das crianças.
- Para evitar a contaminação bacteriana, não transfira a solução de desinfecção para outro recipiente, nem o encha com água ou outra solução.
- Para evitar a contaminação, utilize o estojo novo de lentes com cada aquisição.
- Utilize os comprimidos imediatamente após a abertura da embalagem.
- Descarte a solução restante no recipiente assim que tiver utilizado todas os comprimidos de neutralização e limpeza.
- Se salpicar a sua roupa com a solução, lave imediatamente com água.
- Enxague com água, no lavatório e após cada utilização, a solução restante no estojo de forma a que a superfície não fique manchada.
- ⚠ Armazene os produtos num local seco à temperatura ambiente, evitando a luz solar direta.
- Caso sinta dor ou irritação nos olhos, retire imediatamente as lentes e consulte o seu médico ou profissional da visão.
- Não utilize o produto caso tenha alergia a algum dos ingredientes nele contidos.
- Não altere o sistema de cuidado das lentes sem consultar previamente um profissional da visão.
- No caso improvável de a lente estar colorida após o tratamento, não use a lente colorida.
- Se entretanto ficar sem **cleadew CareSolution**, por favor adquira mais unidades deste produto.
- ⚠ O ácido bórico é tóxico para a reprodução e pode reduzir a fertilidade no futuro se ingerido por crianças ou prejudicar os bebés se ingerido por mulheres grávidas ou lactantes. Tenha cuidado e evite o uso direto da solução no olho; não engula. Uma utilização adequada pode reduzir o risco e permitir a utilização deste produto por crianças, mulheres grávidas ou lactantes. A sensibilidade a produtos químicos difere de pessoa para pessoa. Para as mais sensíveis, recomendamos a limpeza das lentes com soro fisiológico estéril sem ácido bórico antes da respetiva utilização.

COMPOSIÇÃO

[Solução de desinfecção] Iodopovidona (0.05%) ⚠Ácido bórico **STERILE** ⚠
[Comprimidos de neutralização e limpeza] Sulfito de sódio (2.4 mg/comprimido), Enzima proteolítica (8.0 mg/comprimido)
[Solução de limpeza] Peróxido de hidrogénio como conservante (0.004%) ⚠Ácido bórico **STERILE** ⚠

ΕΛΛΗΝΙΚΑ | Οδηγίες Χρήσης

Σύστημα απολύμανσης, καθαρισμού, έκπλυσης και αποθήκευσης για άκαμπτους αεριοδιαπερατούς φακούς επαφής.

ΓΙΑ ΣΚΛΗΡΟΥΣ ΦΑΚΟΥΣ ΕΠΑΦΗΣ

Πλύνετε καλά τα χέρια σας με ήπιο σαπούνι πριν αγγίξετε τους φακούς επαφής σας.

1 ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ, ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΞΟΥΔΕΤΕΡΩΣΗ

- Τοποθετήστε ένα δισκίο εξουδετέρωσης και καθαρισμού στην καθορισμένη θέση (σχισμή) του ειδικά διαμορφωμένου αψιδιό της θήκης. Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε την ειδική θήκη. ⚠Η τοποθέτηση του δισκίου σε θέση διαφορετική από την καθορισμένη μπορεί να οδηγήσει σε ανεπιτυχή εξουδετέρωση, με αποτέλεσμα τον χρωματισμό του φακού.
- Τοποθετήστε τους φακούς στη βάση φακών της θήκης.
- Γεμίστε τη θήκη με το απολυμαντικό διάλυμα μέχρι τη σημειωμένη γραμμή.
- Κλείστε το καπάκι της θήκης και αφήστε την για τουλάχιστον τέσσερις ώρες.
- Επιβεβαιώστε ότι οι φακοί και το διάλυμα είναι διάφανα.

2 ΕΚΠΛΥΣΗ ΦΑΚΩΝ

Πάρτε τους καθαρισμένους/απολυμασμένους φακούς από τη βάση φακών. Κρατήστε τους με τα δάχτυλά σας και ξεπλύντε και τις δύο πλευρές με το διάλυμα διάλυμα έκπλυσης για τουλάχιστον 10 δευτερόλεπτα.

⚠Να χρησιμοποιείτε πάντα το **cleadew CareSolution** για την έκπλυση των φακών.

Αποφύγετε τη χρήση αλατούχων διαλυμάτων ή διαλυμάτων MPS τα οποία περιέχουν χλωριούχο νάτριο ως συντηρητικό ή απολυμαντικό.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΦΑΚΩΝ

- Για την αποθήκευση των φακών, βεβαιωθείτε ότι ακολουθείτε τις οδηγίες των επαγγελματιών οφθαλμικής υγείας.
- Όταν σκοπεύετε να φορέσετε φακούς που έχουν αποθηκευτεί για 24 ώρες ή περισσότερο, συστήνεται να ξεκινήσετε τη φροντίδα από την αρχή πριν τους φορέσετε.

⚠ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

- ⚠ Για να αποφύγετε σοβαρές οφθαλμικές μολύνσεις ή βλάβες, να ακολουθείτε πάντα τις οδηγίες χρήσης.
- Χρησιμοποιήστε μαζί το απολυμαντικό διάλυμα και το δισκίο εξουδετέρωσης και καθαρισμού.
- Κλείστε καλά τη φιάλη μετά τη χρήση.
- Χρησιμοποιείτε πάντοτε τα εξαρτήματα του συστήματος **cleadew CareSolution**.
- ⚠ Απορρίψτε τυχόν εναπομείναν διάλυμα 90 ημέρες μετά το άνοιγμα της φιάλης.
- Να μη χρησιμοποιείται για μαλακούς φακούς επαφής.
- Μην χρησιμοποιείτε το **cleadew CareSolution** για την απολύμανση ή αποθήκευση των φακών.
- Μην αγγίζετε το ρύγχος της φιάλης για την αποφυγή μόλυνσης.
- Μην καταπίνετε το διάλυμα ή το δισκίο. Εάν συμβεί κάτι τέτοιο, πείτε αμέσως μεγάλη ποσότητα ποσίου νερού.
- ⚠ Να μην χρησιμοποιείται στο μάτι. Εάν συμβεί κάτι τέτοιο, ξεπλύντε αμέσως το μάτι με στείρο φυσιολογικό ορό ή κάποιο παρασκεύασμα για οφθαλμικές πλύσεις.
- Μην χρησιμοποιείτε το δισκίο εάν έχει θραεί ή αποχρωματιστεί.
- Μην επαναχρησιμοποιείτε το διάλυμα. (Το διάλυμα μετά τη φροντίδα των φακών εξουδετερώνεται και δεν μπορεί να απολυμάνει τους φακούς. Για την αποφυγή μόλυνσης των ματιών, μην επαναχρησιμοποιείτε το διάλυμα).
- Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν μετά την ημερομηνία λήξης.
- ⚠ Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν εάν η φιάλη ή η συσκευασία είναι λερωμένη ή φθαρμένη.
- Μην χρησιμοποιείτε το διάλυμα εάν είναι θαλό ή έχει αποχρωματιστεί.
- Μην φοράτε φακούς χωρίς να τους ξεπλύνετε με **cleadew CareSolution** μετά την απολύμανση, τον καθαρισμό και την εξουδετέρωση.
- Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν μαζί με άλλο διάλυμα, δισκίο ή φαρμακευτικό σκεύασμα.
- Μην χρησιμοποιείτε νερό της βρύσης για να ξεπλύνετε τους φακούς ή τη θήκη των φακών.
- ⚠ Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά.
- Για την αποφυγή βακτηριακής μόλυνσης, μη μεταφέρετε το απολυμαντικό διάλυμα σε άλλο δοχείο, ούτε να το αναπληρώσετε με νερό ή με άλλο υγρό μέσα για ιατρική χρήση.
- Για την αποφυγή μόλυνσης, χρησιμοποιείτε μια νέα θήκη φακών με κάθε αγορά.
- Χρησιμοποιήστε τα δισκία αμέσως μετά το άνοιγμα της συσκευασίας.
- Αφού εξαντλήσετε όλα τα δισκία εξουδετέρωσης και καθαρισμού, απορρίψτε το υπόλοιπο διάλυμα στη φιάλη.
- Εάν το διάλυμα προσκολληθεί στα ρούχα σας, πλύνετε αμέσως με νερό.
- Ξεπλύνετε το διάλυμα που έχει απομείνει στη βάση πλύσης με νερό μετά από κάθε χρήση για να αποφύγετε τη δημιουργία λεκέδων στην επιφάνεια της βάσης πλύσης.
- ⚠ Αποθηκεύστε τα προϊόντα σε ξηρό μέρος, σε θερμοκρασία δωματίου, αποφεύγοντας το άμεσο ηλιακό φως.
- Εάν παρουσιάσετε συμπτώματα όπως πόνο και ερεθισμό στα μάτια, αφαιρέστε αμέσως τους φακούς σας και συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρό σας ή έναν επαγγελματία οφθαλμικής υγείας.
- Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν εάν είστε αλλεργικοί σε κάποιο από τα συστατικά που χρησιμοποιούνται σε αυτό.
- Μην αλάξετε το σύστημα φροντίδας φακών επαφής χωρίς να συμβουλευτείτε τον επαγγελματία οφθαλμικής υγείας σας.
- Στην απίθανη περίπτωση που ο φακός είναι χρωματισμένος μετά τη φροντίδα, μην φορέσετε τον χρωματισμένο φακό.
- Εάν σας τελειώσει το **cleadew CareSolution**, αγοράστε επιπλέον συσκευασίες **cleadew CareSolution**.
- ⚠ Το βορικό οξύ είναι τοξικό για την αναπαραγωγή και μπορεί να μειώσει τη μελλοντική γονιμότητα εάν καταποθεί από παιδιά ή να βλάψει τα μωρά εάν ληφθεί από έγκυες ή θηλάζουσες γυναίκες. Προσέξτε και αποφύγετε την απευθείας χρήση του διαλύματος στο μάτι. Μην το καταπίνετε. Η σωστή χρήση μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο. Για το λόγο αυτό, αυτό το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ή έγκυες ή θηλάζουσες γυναίκες. Η ευαισθησία σε χημικές ουσίες διαφέρει από άτομο σε άτομο. Συνιστούμε να εκπλύνετε τους φακούς με στείρο φυσιολογικό ορό χωρίς βορικό οξύ πριν τους φορέσετε, εάν υπάρχει πιθανότητα ευαισθησίας.

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

[Απολυμαντικό διάλυμα] Ιωδιούχος ποβιδόνη (0,05%) ⚠Βορικό οξύ **STERILE** ⚠
[Δισκίο εξουδετέρωσης και καθαρισμού] Θειώδες νάτριο (2,4 mg/δισκίο), Πρωτεολυτικό ένζυμο (8,0 mg/δισκίο)
[Διάλυμα έκπλυσης] Υπεροξείδιο του υδρογόνου ως συντηρητικό (0,004%) ⚠Βορικό οξύ **STERILE** ⚠

TÜRKÇE | Kullanım Talimatları

Sert gaz geçirgen kontakt lensler için dezenfekte etme, temizleme, durulama ve saklama sistemidir.

SKLERAL KONTAKT LENSLER İÇİNDİR

Kontakt lenslerinizi tutmadan önce ellerinizi yumuşak sabunla iyice yıkayınız.

1 DEZENFEKSİYON, TEMİZLEME VE NÖTRALİZE ETME

- Özel kap gövdesinin belirtilen konumuna (yarık) bir nötraleze etme ve temizleme tableti yerleştiriniz. Özel kabı kullandığınızdan emin olunuz. ⚠Tabletin belirtilen konumdan başka bir konuma ayarlanması başarısız nötralizasyona yol açarak lensin renklenmesine neden olabilir.
- Lensleri kabin lens tutucusuna yerleştiriniz.
- Kabı işaretli çizgiye kadar dezenfeksiyon çözümüyle doldurunuz.
- Kabin kapağını kapatın ve en az dört saat bekletiniz.
- Camların ve çözünün temiz olup olmadığını kontrol ediniz.

2 LENSLERİ DURULAMA

Temizlenmiş/dezenfekte edilmiş lensleri tutucudan alınız. Parmaklarınızla tutunuz ve her iki tarafını da en az 10 saniye boyunca temiz durulama çözeltisi ile yıkayınız.

⚠Lensleri durulamak için her zaman **cleadew CareSolution** kullanınız.

Koruyucu veya dezenfektan olarak sodyum klorit içeren salin veya MPS çözünlerini kullanmaktan kaçınınız.

LENSLERİ SAKLAMA

- Lensleri saklamak için göz bakım uzmanlarının talimatlarına uyduğunuzdan emin olunuz.
- 24 saat veya daha uzun süre saklanmış lensleri takmayı planlıyorsanız, takmadan önce bakıma baştan başlamanız önerilir.

⚠ UYARILAR

- ⚠ Ciddi göz enfeksiyonlarını veya hasarlarını önlemek için her zaman kullanıcı talimatlarına uyunuz.
- Dezenfeksiyon çözümüyle nötraleze edici ve temizleyici tableti birlikte kullanınız.
- Kullandıktan sonra şişeyi sıkıca kapatınız.
- Her zaman lens kabı ve **cleadew CareSolution** da dahil olmak üzere **cleadew SL** sistemi bileşenlerini kullanınız.
- ⚠ Şişeyi açtıktan 90 gün sonra kalan çözümü atınız.
- Yumuşak kontakt lensler için kullanmayınız.
- cleadew CareSolution**'i lensleri dezenfekte etmek veya saklamak için kullanmayınız.
- Kirlenmeyi önlemek için şişenin ucuna dokunmayınız.
- Solüsyonu veya tableti yutmayınız. Eğer yutarsanız, hemen bol miktarda içme suyu içiniz.
- ⚠ Gözünüzde kullanılmamalıdır. Şayet kullanırsanız, gözünüzü derhal steril salin çözümü veya göz yıkayıcıları ile yıkayınız.
- Tablet hasar görmüşse veya rengi değişmişse kullanmayınız.
- Solüsyonu tekrar kullanmayınız. (Lens bakımı sonrası solüsyon nötraleze olur ve lensi dezenfekte edemez. Göz enfeksiyonunu önlemek için solüsyonu tekrar kullanmayınız).
- Ürünü son kullanma tarihinden sonra kullanmayınız.
- ⚠ Şişe veya ambalaj kirlenmiş veya hasar görmüşse ürünü kullanmayınız.
- Bulanıkla veya rengi değişmişse solüsyonu kullanmayınız.
- Lensleri dezenfekte ettikten, temizledikten ve nötraleze ettikten sonra **cleadew CareSolution** ile durulamadan takmayınız.
- Ürünü başka bir solüsyon, tablet veya farmasötik ilaçla birlikte kullanmayınız.
- Hamile ya da emziren kadınlardan uzak durunuz. Kimyasallara karşı hassasiyet kişiden kişiye farklılık gösterir. Hassasiyetiniz varsa lensleri takmadan önce borik asit çözümleri steril fizyolojik salin ile durulamanızı öneririz.
- ⚠ Çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayınız.
- Bakteriyel kontaminasyonu önlemek için dezenfeksiyon çözünümlü başka bir kaba aktarmayınız, su veya başka bir sıvı tıbbi madde ile doldurmayınız.
- Kirlenmeyi önlemek için her satın alımda yeni bir lens kabı kullanınız.
- Tabletleri ambalajı açtıktan hemen sonra kullanınız.
- Tüm nötraleze edici ve temizleme tabletlerini kullandıktan sonra, şişede kalan çözümü atınız.
- Solüsyon giysilerinizi yapırsanız, hemen suyla yıkayınız.
- Yıkama standının yüzeyinde lekelenmeyi önlemek için her kullanımdan sonra yıkama standı üzerinde kalan çözümü suyla durulayınız.
- ⚠ Ürünleri doğrudan güneş ışığından koruyarak oda sıcaklığında kuru bir yerde saklayınız.
- Göz ağrısı ve tahrişi gibi belirtiler oluşursa, lenslerinizi derhal çıkarınız ve göz doktorunuza veya bir göz bakım pratisyenine danışınız.
- İçinde kullanılan bileşenlerden herhangi birine alerjiniz varsa ürünü kullanmayınız.
- Göz bakım uzmanınıza danışmadan kontakt lens bakım sisteminizi değiştirmeyiniz.
- Bakımdan sonra lensin renklenmesi gibi beklenmedik bir durumda, renkli lensi takmayınız.
- Elimizdeki **cleadew CareSolution** biterse, lütfen ek **cleadew CareSolution** üniteleri satın alınız.
- ⚠ Borik asit üremeye karşı toksikler ve çocuklar tarafından içilirse gelecekteki doğurganlığı azaltabilir veya hamile veya emziren kadınlardan alındığında bebeklere zarar verebilir. Dikkatli olunuz ve solüsyonu doğrudan gözde kullanmaktan kaçınınız; yutmayınız. Doğru kullanım riski azaltır; bu nedenle bu ürün çocuklar veya hamile ya da emziren kadınlardan uzak durunuz. Kimyasallara karşı hassasiyet kişiden kişiye farklılık gösterir. Hassasiyetiniz varsa lensleri takmadan önce borik asit çözümleri steril fizyolojik salin ile durulamanızı öneririz.

Any serious incident that has occurred in relation to the device should be reported to the manufacturer and the competent authority of the Member State of the EU.

OPHTECS Europe B.V.
Marithaime 20, 6662 WD Elst,
The Netherlands
+31 (0)263 54 44 44
info@ophtecs-europe.com

MADE IN JAPAN

MD

EC REP

CE 2797

OPHTECS CORPORATION
5-2-4 Minatojima Minamimachi,
Chuo-ku, Kobe, 650-0047 Japan

www.ophtecs.com



ISSUE DATE: 20190118
REVISE DATE: 20230530
2-YMMXX

Disinfecting, cleaning, rinsing and storing system for rigid gas permeable contact lenses.

FOR SCLERAL CONTACT LENSES

Wash your hands well with mild soap before handling your contact lenses.

1 DISINFECTING, CLEANING AND NEUTRALIZING



- Set a neutralizing and cleaning tablet at the specified position (slit) of the dedicated case body. Be sure to use the dedicated case. ⚠Setting the tablet at a position other than the specified position may lead to unsuccessful neutralisation, resulting in colouration of the lens.
- Place the lenses in the lens holder of the case.
- Fill the case with the disinfecting solution up to the marked line.
- Close the case lid and let it stand for at least four hours.
- Confirm that the lenses and the solution are clear.

2 RINSING LENSES

- Pick up the cleaned/disinfected lenses from the holder. Hold them with your fingers and rinse both sides with the rinsing solution for at least 10 seconds.
- ⚠Always use the **cleadew CareSolution** to rinse the lenses.
- Avoid using saline or MPS solutions containing sodium chlorite as a preservative or disinfectant.

STORING LENSES

- To store the lenses, be sure to follow the instructions of eye care professionals.
- When planning to wear lenses that have been stored for 24 hours or longer, it is recommended to start care from the beginning before wearing them.

PRECAUTIONS

- ⚠Afin d'éviter toute infection ou lésion oculaire grave, il est important de suivre les consignes d'utilisation.
- Utilisez toujours ensemble la solution désinfectante et le comprimé neutralisant et nettoyant.
- Refermez bien le flacon après l'utilisation.
- Utilisez toujours les produits **cleadew SL** system, y compris l'étui à lentilles et **cleadew CareSolution**.
- ⚠Jeter la solution au bout de 90 jours après l'ouverture du flacon.
- Ne pas utiliser pour les lentilles souples.
- N'utilisez pas **cleadew CareSolution** pour désinfecter ou conserver les lentilles.
- Ne touchez pas l'embout du flacon afin d'éviter toute contamination.
- N'avez pas la solution ou le comprimé. Le cas échéant, boire de l'eau potable abondamment et immédiatement.
- ⚠N'utilisez pas le produit dans les yeux. S'il entre en contact avec les yeux, rincez-les immédiatement avec une solution saline stérile ou avec un liquide de rinçage oculaire.
- N'utilisez pas de comprimé endommagé ou décoloré.
- Ne réutilisez pas la solution. (Après l'entretien des lentilles, la solution est neutralisée et ne peut plus désinfecter d'autres lentilles. Pour éviter toute infection oculaire, ne réutilisez pas la solution.)
- ⚠Boric acid is toxic to reproduction and can reduce future fertility if taken by children or harm babies if taken by pregnant or lactating women. Be careful and avoid direct use of the solution in the eye; do not swallow. Proper use can reduce the risk; therefore, this product can be used by children or pregnant or lactating women. Sensitivity to chemicals differs from person to person. We recommend rinsing the lenses with boric acid-free sterile physiological saline before wearing them if you are susceptible.
- Do not use the product after the expiry date.
- ⚠Do not use the product if the bottle or package is soiled or damaged.
- Do not use the solution if it is cloudy or discolored.
- Do not wear lenses without rinsing them with **cleadew CareSolution** after disinfecting, cleaning and neutralizing.
- Do not use the product together with another solution, tablet, or pharmaceutical drug.
- Do not use tap water to rinse the lenses or lens case.
- ⚠Keep out of reach of children.
- To prevent bacterial contamination, do not transfer the disinfecting solution to another container, nor replenish it with water or other liquid medical agent.
- To prevent contamination, use a new lens case with each purchase.

INGREDIENTS




[Disinfecting solution] Povidone-iodine (0.05%) ⚠Boric acid **STERILE A** ⚠
[Neutralizing and cleaning tablet] Sodium sulfite (2.4 mg/tablet),
Proteolytic enzyme (8.0 mg/tablet)
[Rinsing solution] Hydrogen peroxide as preservative (0.004%) ⚠Boric acid **STERILE A** ⚠

Système de désinfection, de nettoyage, de rinçage et de conservation pour lentilles de contact rigides perméables au gaz.

POUR LENTILLES DE CONTACT SCLÉRALES

Bien se laver les mains avec un savon doux avant de manipuler les lentilles.

1 DÉSINFECTER, NETTOYER ET NEUTRALISER



- Placer un comprimé neutralisant et nettoyant dans la position spécifiée (fente) du corps de l'étui dédié. S'assurer de bien utiliser l'étui dédié à cet effet. ⚠Le fait de placer le comprimé dans une position autre que celle spécifiée risque d'entraîner une neutralisation infructueuse, ce qui entraînerait une coloration de la lentille de contact.
- Placez les lentilles de contact dans la porte-lentille de l'étui.
- Remplissez avec la solution désinfectante jusqu'à la ligne indiquée.
- Fermez le couvercle du boîtier et laissez reposer pendant au moins quatre heures.
- S'assurer que les lentilles et la solution sont incolores.

2 RINCER LES LENTILLES DE CONTACT

- Retirez les lentilles nettoyées/désinfectées du support. Tenez-les entre vos doigts et rincez-les deux côtés avec solution de rinçage pendant au moins 10 secondes.
- ⚠Utilisez toujours **cleadew CareSolution** pour rincer les lentilles.
- Évitez d'utiliser des solutions salines ou MPS contenant du chlorite de sodium comme conservateur ou désinfectant.

CONSERVER LES LENTILLES DE CONTACT

- Pour ranger les lentilles de contact, suivre les instructions données par les professionnels de soins oculaires.
- Si vous prévoyez de porter les lentilles de contact qui ont été rangées pendant 24 heures ou plus, il est recommandé de démarrer l'entretien à partir du début avant de les porter.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- ⚠Afin d'éviter toute infection ou lésion oculaire grave, il est important de suivre les consignes d'utilisation.
- Utilisez toujours ensemble la solution désinfectante et le comprimé neutralisant et nettoyant.
- Refermez bien le flacon après l'utilisation.
- Utilisez toujours les produits **cleadew SL** system, y compris l'étui à lentilles et **cleadew CareSolution**.
- ⚠Jeter la solution au bout de 90 jours après l'ouverture du flacon.
- Ne pas utiliser pour les lentilles souples.
- N'utilisez pas **cleadew CareSolution** pour désinfecter ou conserver les lentilles.
- Ne touchez pas l'embout du flacon afin d'éviter toute contamination.
- N'avez pas la solution ou le comprimé. Le cas échéant, boire de l'eau potable abondamment et immédiatement.
- ⚠N'utilisez pas le produit dans les yeux. S'il entre en contact avec les yeux, rincez-les immédiatement avec une solution saline stérile ou avec un liquide de rinçage oculaire.
- N'utilisez pas de comprimé endommagé ou décoloré.
- Ne réutilisez pas la solution. (Après l'entretien des lentilles, la solution est neutralisée et ne peut plus désinfecter d'autres lentilles. Pour éviter toute infection oculaire, ne réutilisez pas la solution.)
- ⚠Boric acid is toxic to reproduction and can reduce future fertility if taken by children or harm babies if taken by pregnant or lactating women. Be careful and avoid direct use of the solution in the eye; do not swallow. Proper use can reduce the risk; therefore, this product can be used by children or pregnant or lactating women. Sensitivity to chemicals differs from person to person. We recommend rinsing the lenses with boric acid-free sterile physiological saline before wearing them if you are susceptible.
- Do not use the product after the expiry date.
- ⚠Do not use the product if the bottle or package is soiled or damaged.
- Do not use the solution if it is cloudy or discolored.
- Do not wear lenses without rinsing them with **cleadew CareSolution** after disinfecting, cleaning and neutralizing.
- Do not use the product together with another solution, tablet, or pharmaceutical drug.
- Do not use tap water to rinse the lenses or lens case.
- ⚠Keep out of reach of children.
- To prevent bacterial contamination, do not transfer the disinfecting solution to another container, nor replenish it with water or other liquid medical agent.
- To prevent contamination, use a new lens case with each purchase.

INGRÉDIENTS




[Solution désinfectante] Povidone iodée (0.05%) ⚠Acide borique **STERILE A** ⚠
[Comprimé neutralisant et nettoyant] Sulfite de sodium (2.4 mg/comprimé),
Enzyme protéolytique (8.0 mg/comprimé)
[Solution de rinçage] Peroxyde d'hydrogène sous forme d'agent conservateur (0,004 %) ⚠Acide borique **STERILE A** ⚠

Desinfektions-, Reinigungs-, Spülungs- und Aufbewahrungssystem für formstabile gasdurchlässige Kontaktlinsen.

FÜR SKLERAL-KONTAKTLINSEN

Vor dem Berühren der Kontaktlinsen reinigen Sie Ihre Hände gründlich mit einer milden Handwaschseife.

1 DESINFEKTION, REINIGUNG UND NEUTRALISATION



- Eine Reinigungs- und Neutralisationstablette an der angegebenen Stelle (Schlitz) in den zugehörigen Behälter geben. Benutzen Sie nur den dazugehörigen Behälter. ⚠Wenn Sie die Tablette nicht in den vorgesehenen Schlitz geben, kann die Neutralisierung fehlschlagen, was zu einer Verfärbung der Linse führen kann.
- Legen Sie die Linsen in das dafür vorgesehene Körbchen im Linsenbehälter.
- Füllen Sie ihn bis zur Markierung mit Desinfektionslösung auf.
- Schließen Sie den Behälterdeckel und lassen Sie diesen mindestens vier Stunden stehen.
- Nach der Neutralisationszeit achten Sie bitte darauf, dass sowohl die Flüssigkeit als auch die Kontaktlinsen transparent sind.

2 KONTAKTLINSEN ABSPÜLEN

- Nehmen Sie die gereinigten/desinfizierten Linsen aus dem Halter. Halten Sie sie mit den Fingern fest und spülen Sie beide Seiten mindestens 10 Sekunden lang mit der Spüllösung ab.
- ⚠Verwenden Sie zum Spülen der Linsen stets **cleadew CareSolution**.
- Vermeiden Sie den Einsatz von Kochsalz- oder Kombi-Lösungen mit Natriumchlorit als Konservierungs- oder Desinfektionsmittel.

KONTAKTLINSEN AUFBEWAHREN

- Beachten Sie bei der Aufbewahrung der Linsen die Anweisungen von Augenoptikern oder Augenärzten.
- Wenn Sie vorhaben, Linsen zu tragen, die 24 Stunden oder länger gelagert worden sind, ist es empfehlenswert, die Reinigung vor dem Tragen von vorn zu beginnen.

SICHERHEITSHINWEISE

- ⚠Halten Sie sich immer an die Gebrauchsanweisungen, um schwere Augeninfektionen oder Schäden zu vermeiden.
- Benutzen Sie bitte immer nur die desinfizierende Lösung zusammen mit der neutralisierenden und reinigenden Tablette.
- Die Flasche nach Gebrauch fest verschließen.
- Benutzen Sie immer die Komponenten des **cleadew SL** Systems einschließlich des Kontaktlinsenbehälters und **cleadew CareSolution**.
- ⚠Schützen Sie die Reste der Lösung 90 Tage nach dem Öffnen der Flasche weg.
- Nicht für weiche Kontaktlinsen geeignet.
- Verwenden Sie die **cleadew CareSolution** nicht zum Desinfizieren oder Aufbewahren von Linsen.
- Berühren Sie bitte nicht die Spitze der Flasche, um Verunreinigungen zu vermeiden.
- Verschlucken Sie nicht die Lösung oder die Tablette. Im Falle des Verschluckens umgehend eine große Menge Trinkwasser zu sich nehmen.
- ⚠Direkten Kontakt der Desinfektionslösung mit den Augen vermeiden. Falls die Lösung ins Auge gelangt, das Auge umgehend mit einer sterilen Kochsalzlösung oder einem Augenreinigungsmittel gründlich spülen.
- Verwenden Sie die Tablette nicht, wenn Sie beschädigt oder verfärbt ist.
- Verwenden Sie die Lösung nicht erneut. (Die Lösung nach der Linsenpflege ist neutralisiert und kann die Linse nicht desinfizieren. Um eine Augeninfektion zu vermeiden, verwenden Sie die Lösung nicht erneut.)
- Benutzen Sie das Produkt nicht nach Ablauf des Haltbarkeitsdatums.
- ⚠Benutzen Sie das Produkt nicht, wenn die Flasche oder Verpackung verschmutzt oder beschädigt ist.
- Benutzen Sie die Lösung nicht, wenn Sie trüb oder verfärbt ist.
- Bitte tragen Sie nur Kontaktlinsen, die nach der Desinfektion und Neutralisation mit **cleadew CareSolution** gespült wurden.
- Benutzen Sie das Produkt nicht zusammen mit anderen Lösungen, Tabletten oder pharmazeutischen Produkten.
- Kontaktlinsen oder Kontaktlinsenbehälter nicht mit Leitungswasser spülen.
- ⚠Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

INHALTSSTOFFE




[Desinfizierende Lösung] Povidon-Iod (0.05%) ⚠Borsäure **STERILE A** ⚠
[Neutralisations- und Reinigungstablette] Natriumsulfitt (2.4 mg/tablette),
Proteolytisches Enzym (8.0 mg/tablette)
[Spüllösung] Wasserstoffperoxid als Konservierungsmittel (0,004 %) ⚠Borsäure **STERILE A** ⚠

Sistema de desinfección, limpieza, enjuague y almacenamiento para lentes de contacto rígidas permeables al gas.

PARA LENTES DE CONTACTO ESCLERALES

Lávese bien las manos con jabón neutro antes de manipular sus lentes de contacto.

1 CÓMO DESINFECTAR, LIMPIAR Y NEUTRALIZAR



- Coloque una tableta limpiadora y neutralizante en la posición especificada (cavidad) de la estructura del estuche suministrado. Asegúrese de utilizar el estuche específico de este producto. ⚠Colocar la tableta en una posición diferente a la posición especificada puede conducir a una incorrecta neutralización, lo que resultará en la coloración de la lente.
- Coloque las lentes en el soporte de lentes del estuche.
- Rellene el estuche con la solución desinfectante hasta la línea marcada.
- Cierre la tapa del estuche y déjelo reposar durante al menos 4 horas.
- Asegúrese de que la solución y las lentes están transparentes.

2 ENJUAGAR LAS LENTES

- Coja las lentes limpiadas/desinfectadas del portalentis. Sujételas con los dedos y enjuáguelas por ambos lados con solución de enjuague durante al menos 10 segundos.
- ⚠Utilice siempre la **cleadew CareSolution** para enjuagar las lentes.
- Evite usar soluciones salinas o MPS que contengan clorito sódico como conservante o desinfectante.

GUARDAR LAS LENTES

- Para guardar las lentes, asegúrese de seguir las instrucciones de los profesionales de la visión.
- Cuando planea usar lentes que han sido almacenadas durante 24 horas o más, se recomienda comenzar su mantenimiento desde el principio antes de usarlas.

PRECAUCIONES

- ⚠Para evitar infecciones o daño graves en los ojos, siga siempre las instrucciones de uso.
- Utilice juntos la solución desinfectante y los comprimidos neutralizantes y limpiadores.
- Cierre el bote firmemente después de cada uso.
- Utilice siempre los componentes del sistema **cleadew SL** junto con el estuche para lentes y **cleadew CareSolution**.
- ⚠Deseche la cantidad de solución que quede 90 días después de abrir el bote.
- No utilice el producto con lentes de contacto blandas.
- No utilice la **cleadew CareSolution** para desinfectar o guardar las lentes.
- No toque la punta del bote para evitar la contaminación.
- No se trague la solución o el comprimido. Si lo hace, beba inmediatamente agua potable en abundancia.
- ⚠Evite el contacto directo con los ojos. Si lo hubiera, enjuague el ojo con solución salina estéril o colirio de inmediato.
- No utilice el comprimido si está dañado o descolorido.
- No reutilice la solución. (La solución después del cuidado de la lente está neutralizada y no puede desinfectar la lente. Para evitar una infección ocular, no reutilice la solución.)
- Si se le acaba la **cleadew CareSolution**, adquiera unidades adicionales de la **cleadew CareSolution**.
- ⚠El ácido bórico es tóxico para la reproducción y puede reducir la fertilidad futura si lo toman niños o dañar a los bebés si lo toman mujeres embarazadas o en período de lactancia. Tenga cuidado y evite el uso directo de la solución en el ojo; no la ingiera. El uso adecuado puede reducir el riesgo; por lo tanto, este producto puede ser utilizado por niños o mujeres embarazadas o lactantes. La sensibilidad a los productos químicos difiere de una persona a otra. Le recomendamos que enjuague las lentes con suero fisiológico estéril sin ácido bórico antes de ponérselas si es susceptible.
- Utilice un nuevo estuche con cada compra del producto para evitar la contaminación.
- Utilice los comprimidos inmediatamente después de abrir el envoltorio.
- Después de agotar todos los comprimidos neutralizantes y limpiadores, deseche la cantidad de solución que quede en el bote.
- Si la solución se adhiere a la ropa, lave la ropa inmediatamente con agua.
- Enjuague con agua la cantidad de solución que quede en el lavabo después de cada uso para evitar manchas en la superficie del lavabo.
- ⚠Conservar los productos en un lugar seco, a temperatura ambiente y lejos de la luz solar.
- Si tiene síntomas como dolor o irritación oculares, quítese las lentes inmediatamente y consulte con su oftalmólogo o un profesional de la visión.
- No utilice el producto si es alérgico a cualquiera de sus ingredientes.
- No cambie el sistema para el cuidado de sus lentes de contacto sin antes consultar con su profesional de la visión.
- ⚠Evitar el contacto con los ojos. Si lo hubiera, enjuague el ojo con solución salina estéril o colirio de inmediato.
- No utilice el producto si está turbio o descolorido.
- No use sus lentes sin antes enjuagarlas con **cleadew CareSolution** después de haberlas desinfectado, limpiado y neutralizado.
- No utilice el producto con otra solución, otro comprimido u otro fármaco.
- No utilice agua del grifo para enjuagar sus lentes o el estuche para lentes.
- ⚠Mantenga fuera del alcance de los niños.
- Para evitar la contaminación bacteriana, no transfiera la solución desinfectante a otro recipiente, ni la llene con agua u otra solución.

INGREDIENTES




[Solución desinfectante] Iodopovidona (0.05%) ⚠Ácido bórico **STERILE A** ⚠
[Comprimidos neutralizantes y limpiadores] Sulfito de sodio (2.4 mg/comprimido),
Enzima proteolítica (8.0 mg/comprimido)
[Solución de enjuague] Peróxido de hidrógeno como conservante **STERILE A** ⚠
(0,004 %) ⚠Ácido bórico

Sistema di disinfezione, pulizia, risciacquo e conservazione per lenti a contatto rigide gas permeabili.

PER LENTI A CONTATTO SCLERALI

Lavare bene le mani con sapone neutro prima di toccare le lenti.

1 DISINFETTARE, PULIRE E NEUTRALIZZARE



- Posizionare una pastiglia per neutralizzazione e pulizia nell'apposita scanalatura del corpo della custodia. Assicurarsi di utilizzare l'apposita custodia. ⚠La sistemazione della pastiglia in una posizione diversa da quella specificata può portare alla mancata neutralizzazione, provocando una colorazione della lente.
- Posizionare le lenti nel portalentis della custodia.
- Riempire il portalentis con soluzione disinfettante fino alla linea segnata.
- Chiudere il coperchio della custodia e lasciar agire per almeno quattro ore.
- Assicurarsi che soluzione e lenti siano completamente incolore.

2 RISCIAQUARE LE LENTI

- Sollevare le lenti pulite/disinfettate dal supporto. Tenendole con le dita, risciacquare entrambi i lati con soluzione di risciacquo per almeno 10 secondi.
- ⚠Utilizzare sempre **cleadew CareSolution** per risciacquare le lenti.
- Evitare l'uso di soluzioni saline o MPS contententi clorito di sodio come conservante o disinfettante.

CONSERVARE LE LENTI

- Per conservare le lenti, assicurarsi di seguire le istruzioni di ottici specializzati.
- Se si desidera indossare le lenti che sono state conservate per 24 ore o più, si consiglia di iniziare il trattamento dall'inizio prima di indossarle.

PRECAUZIONI

- ⚠Per evitare gravi infezioni o lesioni oculari, seguire sempre le istruzioni per l'uso.
- Utilizzare sempre insieme la soluzione disinfettante e la compressa pulente.
- Chiudere bene il flacone dopo l'uso.
- Usare il sistema **cleadew SL** sempre e solo con i suoi componenti, incluso il portalentis e **cleadew CareSolution**.
- ⚠Eliminare l'eventuale soluzione rimanente 90 giorni dopo l'apertura del flacone.
- Non utilizzare il prodotto con lenti a contatto morbide.
- Non utilizzare **cleadew CareSolution** per disinfettare o conservare le lenti.
- Non toccare la punta del flacone per evitare che possa infettarsi.
- Non ingerire la soluzione o le compresse. In caso di ingestione, bere subito acqua in abbondanza.
- ⚠Evitare il contatto con gli occhi. In caso di contatto, risciacquare immediatamente con soluzione salina sterile o collirio.
- Non utilizzare compresse danneggiate o scolorite.
- Non riutilizzare la soluzione. (Dopo il trattamento delle lenti, la soluzione è neutralizzata e non è più in grado di disinfettare. Per evitare infezioni oculari, non riutilizzare la soluzione.)
- Non utilizzare il prodotto dopo la data di scadenza.
- ⚠Non utilizzare il prodotto se il contenitore o la confezione sono sporchi o danneggiati.
- Non utilizzare la soluzione se non è limpida o se il colore è sbiadito.
- Non applicare le lenti se non sono state risciacquate con **cleadew CareSolution** dopo la disinfezione, pulizia e neutralizzazione.
- Non utilizzare il prodotto con altre soluzioni, compresse o medicinali.
- Non utilizzare acqua del rubinetto per risciacquare le lenti o il portalentis.
- ⚠Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- Per evitare la contaminazione batterica, non trasferire la soluzione disinfettante a un altro contenitore, né rabboccare lo stesso con acqua o altri agenti medici liquidi.

INGREDIENTI

[Soluzione disinfettante] Iodopovidone (0.05%) ⚠Acido borico **STERILE A** ⚠
[Comprese pulenti e neutralizzanti] Solfito di sodio (2.4 mg/compressa),
Enzima proteolitico (8.0 mg/compressa)
[Soluzione di risciacquo] Perossido di idrogeno come conservante **STERILE A** ⚠
(0,004%) ⚠Acido borico