

# Fresh Excellent maandlenzen

Een hoger niveau van comfort en draagtijd

# Fresh

EXCELLENT

- Nieuwste generatie biocompatibele lens
- Breedste leveringsprogramma
- Levering exclusief aan het optiekkanaal

## Fresh Excellent: De Bionische lens

**Het materiaal dat gemaakt wordt volgens het BioLens® proces lijkt het meest op de structuur en het karakter van de cornea zelf. De basis van het polymeer bouwt een keten dat heel erg lijkt op de structuur en compositie van collageenweefsel.**


- Traanvocht blijft maximaal aan de lens gebonden; een optimale waterretentie. Dus onder alle omstandigheden, en kwaliteit en hoeveelheid van de tranen, zal de lengte van draagtijd optimaal zijn.
- Het materiaal heeft een bi-polair karakter (negatief en positief geladen). Het is nauwelijks gevoelig voor aanslag.
- De zuurstofdoorlaatbaarheid is voor 'daily wear' meer dan voldoende.
- De treksterkte van het materiaal is hoog. Een sterke lens, die ook gemakkelijk te hanteren is.
- En natuurlijk heeft de lens een UV -filter.




# Fresh Excellent: De lens met een ongekend breed leveringsbereik!

## Drie radii

- De Fresh Excellent geeft u het plezier van aanmeten van contactlenzen terug.
- Er is een keuze uit drie radii; **8.30**, **8.60** en **8.90** mm. Meer mogelijkheden voor beter lange termijn resultaat.
- De Fresh Excellent heeft ook een torische variant met vier cylindersterkten; **0.75**, **1.25**, **1.75** en **2.25** dptn. Met een perfecte stabiliseringskarakteristiek.
- De perfecte randafwerking van de Fresh Excellent draagt in belangrijke mate bij aan het perfecte totaalcomfort.



USAN naam	Vitafilecom A
Wateropname	54%
Dk/t waarde	22
i/ni	bi-ionisch neutral
Centrale middendikte (@-3.00 dpt)	0.09 mm
Optische zonegrootte (@-3.00 dpt)	> 8,50 mm
UV-blocker	ja
Draagmodaliteit	daily wear
Kleur	lichtgroen
Verzorging	chemische of peroxide desinfectie
Verpakkingseenheid	6-pack



#### Sterkte- en radiusbereik Fresh Excellent torisch:

Radius	8.60 mm met diam. 14.4 mm
Sterktebereik *	plan t/m - 6.00 dpt. (in 0.25 dpt. opl.) plan t/m + 4.00 dpt. (in 0.25 dpt. opl.)
Sterktebereik cilindrisch	- 0.75, 1.25, - 1.75, -2.25 <b>en</b> -2.75 dpt.
Asstanden	Rondom in 10 graden stappen
Bijzonderheden	symmetrisch dynamische stabilisering waardoor de lens geen prismatische bijeffecten geeft. Lasergravering op 0 en 180 graden.

\* wordt verder uitgebreid.

**Sterkte- en radiusbereik Fresh Excellent:**

Radius **8.30** mm met diam. 13.6 mm

Radius **8.60** mm met diam. 14.2 mm

Sterktebereik  
 - 0.25 t/m - 8.00 dpt. (in 0.25 dpt. opl.)  
 - 8.50 t/m - 12.00 dpt. (in 0.50 dpt. opl.)  
 + 0.25 t/m + 5.00 dpt. (in 0.25 dpt. opl.)  
 + 5.50 t/m + 8.00 dpt. (in 0.50 dpt. opl.)


Radius **8.90** mm met diam. 14.2 mm

Sterktebereik  
 - 0.25 t/m - 8.00 dpt. (in 0.25 dpt. opl.)  
 - 8.50 t/m - 12.00 dpt. (in 0.50 dpt. opl.)

Radius **8.80** mm met diam. 14.2 mm\*\*

Sterktebereik  
 + 0.25 t/m + 5.00 dpt. (in 0.25 dpt. opl.)  
 + 5.50 t/m + 8.00 dpt. (in 0.50 dpt. opl.)

\*\* levertijd 14 dagen.



## **OphTECS Europe bv**

Marithaime 20 • 6662 WD Elst • Telefoon: 026 354 44 44 • Telefax: 026 354 44 35

E-mail: [order@ophTECS-europe.com](mailto:order@ophTECS-europe.com) • Internet: [www.ophTECS-europe.com](http://www.ophTECS-europe.com)

**microlens**  
you will see

## **Deze brochure is CO<sub>2</sub> neutraal geproduceerd.**

Copyright © 2019 **ophTECS Europe** bv • Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van **OphTECS Europe**. Wijzigingen in prijzen, uitvoeringen alsmede zetfouten voorbehouden.